

## Hộp đựng thuốc có chức năng hẹn giờ

**Model: Max-104**



- Nhấn “Hour” và “Minute” để cài đặt thời gian muốn hẹn trước. Sau đó nhấn “Start/Pause” để khởi động đồng hồ đếm ngược. Muốn tạm dừng đồng hồ đếm ngược, nhấn và giữ “Start/Pause” trong 2s. Nhấn nút này thêm lần nữa để tiếp tục
- Khi đến thời gian hẹn trước, hộp thuốc sẽ phát chuông báo “bíp bíp” để nhắc nhở. Sau khi chuông báo kết thúc, nhấn “Start/Pause” để tiếp tục sử dụng thời gian đã đặt trước đó. Nhấn đồng thời “Hour” và “Minute” để cài đặt lại.